

58. Faraş Sedy e Kullanımı

İşin Amacı

Bu sedyenin kullanım amacı: Omurga, pelvis ve alt ekstremit e travmalarında hastayı bulunduğ u yerden almaktır.

İşin Yapılma Zamanı

Hastanın bulunduğ u yerden alınarak aktarılmasına kadar geçen süreyi kapsar.

İş ile İlgili Tanımlar

Faraş sedye, iki parçaya ayrılan hafif alüminyum kanatlar sayesinde hastayı bulunduğ u yerden hareket ettirmeden, sarsmadan alınmasını sağlar.

İşin Yapılma Süreçleri

- ✓ Katlanmış halde bulunan sedye, dü z konuma getirilir.
- ✓ Sedy e uzunluğ u, hastanın boyuna göre yandaki mandallar yardımıyla ayarlanarak sabitlenir.
- ✓ Sedyenin baş ve ayakucundaki kilit açılarak sedye uzun ekseninde ikiye ayrılır.
- ✓ Sedyenin parçaları, hastanın her iki yanından altına doğru yerleştirilir.
- ✓ Hastanın altında birleştirilen sedye kilitlenir.
- ✓ Hasta emniyet kemeri göğüs, pelvis, femur ve ayak bileğ i seviyesinde takılır.
- ✓ Bu şekilde yerden kaldırılan hasta, ana sedye üzerinde omurga tahtasına alınıp sabitlenir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- ✓ Hasta hipotermiye karşı korunmalıdır.
- ✓ Faraş sedye, hastayı stabilize etmede ve hasta taşımada kullanılmaz.
- ✓ Sedy e hastanın boyuna göre ayarlanmalıdır.

Kullanılan Araç ve Gereçler

- ✓ Faraş sedye.
- ✓ Boyunluk.
- ✓ Eldiven.
- ✓ Sabitleyici kemer.

İşin Riskleri

Hastada Oluşabilecek Riskler

- ✓ Hipotermi.
- ✓ Doku zedelenmesi.

Çalışanda Oluşabilecek Riskler